

СПРАВОЧНИК ПРОЦЕДУР КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ "ЭСТЕТИК"

Косметологический блок

Процедуры по уходу за лицом

Наименование процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб
Элементы механической чистки	Ручная чистка кожи лица. <i>Направленность метода:</i> очищение кожи.	1000
Ультразвуковой пилинг	Процедура удаления под действием ультразвуковых колебаний с поверхности кожи омертвевших роговых чешуек, поверхностных комедонов, секрета сальных желез, остатков макияжа. <i>Направленность метода:</i> очищение кожи, подготовка кожи к введению косметических средств в глубокие слои кожи.	1000
Ультразвуковой фонофорез	Комплексное воздействие на организм ультразвуковых колебаний и активных косметологических средств, обеспечение микромассажа клетки, межклеточного пространства, тканей. <i>Направленность метода:</i> введение (создание «депо») низкомолекулярных косметических средств в глубокие слои кожи, восстановление тонуса, тургора кожи (лифтинг кожи лица), ультразвуковой массаж лица.	500
Микротоковый лимфодренаж	Воздействие микротоками на ткани с целью более равномерного распространения жидкости или частичного ее удаления. <i>Направленность:</i> устранение отечности тканей, очищения организма, укрепления иммунитета, уход за гиперчувствительной кожей, лечение акне, гиперпигментации, стимуляция регенерации после микродермоабразии, реабилитация после пластических операций, волосолечение.	1500
Микротоковый лифтинг	Нехирургическая коррекция овала лица.	1500
Эндермолифт	Эксклюзивная технология омоложения тканей, уникальное многомерное механическое воздействие на поверхность кожи, вызывающее биохимический ответ как поверхностных, так и самых глубоких слоев ткани. Этот физиологический процесс, называемый механотрансдукцией, используют для стимуляции фибробластов и восстановления плотности деликатных тканей лица, шеи и декольте. Благодаря такому воздействию возобновляется активная выработка тканям коллагена и эластина, что дает долгосрочный эффект омоложения. <i>Направленность метода:</i> уменьшение глубины морщины, восстановление контура лица, увеличение плотности кожи,	Лицо 1900 (35 мин) Веки 1500 (20 мин)

<p>Эндермологический лифтинг лица на аппарате Lift-6</p>	<p>Запатентованная эстетическая технология французской компании LPG Systems, основанная на оригинальном принципе трехмерного механического воздействия на ткани</p> <p>В основе метода сочетание элементов щипкового пластического массажа и дозированного вакуума, то есть захват каждой складки параллельно расположенными пластинами в процедурной камере, которые обеспечивают механические колебания в коже и подлежащих тканях в нескольких плоскостях: – вертикальной, горизонтальной и направлениях перемещения манипулы.</p> <p><i>Использование метода</i> – омолаживающие процедуры, коррекция овала лица, улучшение эластичности, тургора, тонуса кожи, подтяжки кожи шеи и декольте (Lift6 – единственный аппарат, дающий лифтинг кожи шеи и декольте), устранение отеков различной локализации, лифтинг груди, коррекция и увеличение объема губ.</p> <p><i>Направленность метода:</i> моделирование овала лица, лифтинг, лимфодренаж.</p>	<p>1700</p>
<p>Массаж лица</p>	<p>Массаж – это метод механического и рефлекторного воздействия на ткани органы.</p> <p>Массаж предупреждает развитие дряблости, препятствует появлению морщин, усиливает кровообращение, способствует лимфодренажу, улучшает питание тканей, вследствие чего кожа становится более эластичной и упругой, уменьшается содержание воды и жира, исчезает отечность и синие круги под глазами, улучшается цвет лица.</p> <p>Использование метода – увядающая кожа, низкий тургор, сухость и жирность кожи, отечность.</p>	<p>1200</p>

Цена на процедуру указана без учета косметических средств.

Консультация врача- косметолога (полная) Частичная	500 300
Консультация дерматолога Повторная	600 400
Дерматоскопическое исследование новообразования	300
Дерматоскопическое исследование полное	900
Консультация врача - трихолога	700
Повторная консультация врача- трихолога	400
Компьютерная диагностика волос и кожи головы (трихоскопия)	800
Компьютерная диагностика волос и кожи головы (фототрихограмма)	1000

Химические пилинги

Поверхностные

Миндальный пилинг	<p>Под действием различных видов кислот (гликолевой, миндальной, салициловой) происходит поверхностное контролируемое повреждение эпидермиса. Улучшаются защитные свойства кожи, усиливается регенерация, обмен веществ, клетки кожи обновляются.</p> <p><i>Направленность метода:</i> используется преимущественно для коррекции проблем кожи, а также профилактики преждевременного старения, фотостарения кожи. Оказывает противовоспалительный, осветляющий, увлажняющий и разглаживающий эффект.</p>	2000
Пилинг Джеснера		2000
Салициловый пилинг 15%,25%		2000
Гликолевый Glow peel		2000

Срединные

Пилинг TCA	<p>Воздействует на глубокие слои кожи. Стимулирует клеточное обновление, способствуя тем самым разглаживанию морщин, улучшению тонуса и цвета кожи, улучшению обмена веществ.</p> <p><i>Направленность метода:</i> решение проблем зрелой кож-гиперпигментации, сети мелких морщин, пониженного тонуса.</p>	5000
Пилинг Ретиноевый	<p>Высокоэффективное средство для пилинга содержит L-ретинол-А (витамин А)- мощный антиоксидант и увлажнитель кожи.</p> <p>Способствует существенным изменениям состава кожи, увеличения содержания коллагена, ДНК, толщины кожи и повышения ее эластичности. Активно стимулирует процесс обновления клеток и синтеза белка.</p> <p><i>Направленность метода:</i> придает коже гладкость, способствует ее уплотнению и увлажнению. Эффективен для устранения мелких и глубоких морщин, а также при повреждении кожи в результате действия неблагоприятных факторов окружающей среды, фотостарения и угревой болезни.</p>	от 3700

Инъекционные методики

<p>Мезонити (Lead Fine Lift)</p>	<p>Инъекционная методика, направленная на восстановление овала лица, подтяжку кожи, устранение возрастного гравитационного птоза (провисания тканей вследствие нарушения упругости). Используются монофиламентные нити на основе 100 % полидиоксанона, предназначенные для имплантации в мягкие ткани Полидиоксанон из которого состоят мезонити – полимер, полностью деградируемый (рассасываемый) биологически инертный стерильный материал. При рассасывании мезонитей Lead Fine Lift полидиоксанон начинает формировать тончайший каркас из волокон собственного коллагена, который в дальнейшем и берет на себя поддерживающую функцию и обеспечивает длительный лифтинговый эффект до 24 месяцев.</p>	<p>1 нить 800</p>
<p>Мезотерапия</p>	<p>Лечебная методика введения внутрикожно лекарственных веществ. Для проведения мезотерапии используют специальные «коктейли» - лечебные составы из различных препаратов, комплексов витаминов, микроэлементов, вытяжки из растений. Направленность метода: лифтинг, коррекция морщин, питание.</p>	<p>от 1500</p>
<p>Ботокс (1 ед.) Диспорт (1 ед.) Релатокс (1ед.)</p>	<p>«Ботокс» (botox) - это процедура введения в мимические мышцы одноименного препарата, представляющего собой очищенный и ослабленный нейротоксин ботулина типа А. Токсин действует исключительно на мелкие мышцы, располагающиеся под кожей. Именно они, сокращаясь, создают морщины на лбу, в углах глаз,</p>	<p>360 110 250</p>
<p>Контурная пластика</p>	<p>Способ устранения косметических дефектов с помощью подкожных инъекций различных гелей. Этот метод хорошо устраняет не только возрастные морщины, но и такие дефекты кожи, как складки или западающие рубцы. С помощью гелевых инъекций можно изменить форму некоторых частей тела.</p>	<p>от 15000</p>
<p>Плазмелифтинг</p>	<p>Самый современный метод клеточного омоложения кожи плазмой крови пациента. Процедура схожа с мезотерапией, только для инъекций используется собственная плазма человека с повышенным содержанием тромбоцитов. Кожа приобретает вторую молодость. Абсолютно безопасно возможность аллергических реакций исключена.</p>	<p>3920 (2 пробирки) 3070 (1 пробирка)</p>

**MORPHEUS-8 (Морфеус-8) ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
безоперационной подтяжки лица и тела**

**ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
(ИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ)**

Наименование Процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб.
Лицо	<p>Фракционное RF-омоложение Morpheus 8 («Морфеус 8») – инновационная процедура. Проводится на многофункциональной платформе InMode (Израиль).</p> <p>Технология Фракционное RF-омоложение Morpheus 8 основана на принципе контролируемого фракционного воздействия радиоволн на субдермальном уровне. С помощью введенных в кожу микроигл происходит прогрев волокон, который обуславливает мгновенный лифтинговый эффект за счет контракции (закручивание в спираль) белковых молекул.</p> <p>Фракционное RF-омоложение Morpheus 8 позволяет улучшить состояние кожи, бороться с морщинами, неровностями рельефа кожи, шрамами.</p>	37.000
Веки		22.000
Лицо+ веки		41.000
Шея		32.000
Лицо + шея		52.000
Декольте		34.000
Лицо + шея + декольте		67.000
Лицо + веки + шея		62.000
Лицо + веки + шея + декольте		75.000
Живот		41.000
Бедра		41.000
Надколенная область		32.000
Внутренняя поверхность рук (от плеча до локтя)		37.000

ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ IPL LUMESSA НА ПЛАТФОРМЕ INMODE

Наименование Процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб.	
Щеки	LUMESSA – ИННОВАЦИОННАЯ IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ, УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ, ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ. Lumessa предоставляет возможность проводить лечение на разных типах кожи и бороться с ее различными проблемами, начиная от нежелательной пигментации на лице, поверхностных сосудов, нарушения текстуры кожи и заканчивая фотоповреждениями. При обработке кожи аппликатором Lumessa пациент испытывает легкие тепловые импульсы, которые переносятся комфортно и не требуют дополнительного обезболивания. Удаление пигментации Световые импульсы Lumessa заставляют содержащийся в клетках кожи меланин распадаться, что приводит к исчезновению пигментации. В процессе процедуры или после нее пигментное пятно становится более темным, а спустя 1-2 недели отшелушивается. При этом кожа в зоне обработки приобретает тонус и эластичность, расширенные поры сужаются, метаболизм в тканях восстанавливается. Уже после первой процедуры цвет лица осветляется и выравнивается, а эффект сохраняется надолго. Для того чтобы избавиться от обширных пигментных пятен, необходим курс фото-процедур.	4.900	
Лоб		3.600	
Подбородок		2.700	
Лицо		9.500	
Кисти рук		7.800	
Декольте		11.000	
Шея		9.000	
Руки до локтя		15.000	
Локальное пятно до 2 кв. см		1.000	
Фотоомоложение -курс 1-3 процедуры		7.500	
FOREVER YOUNG - «Вечная молодость»		Для профилактики фотостарения кожи с лифтинговым эффектом, для сияния и молодости кожи (разовая процедура)	4.500

УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ И СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК (КУПЕРОЗ) IPL LUMЕССА НА ПЛАТФОРМЕ INMODE

Наименование Процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб.
Щеки	<p style="text-align: right;">LU</p> <p>LUMЕССА – ИННОВАЦИОННАЯ IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ, УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ, ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ.</p>	4.900
Нос		2.700
Скулы		2.700
Подбородок		2.700
Лицо		9.500
Щеки	<p style="text-align: center;">Лечение акне и пост-акне</p>	3.200
Скулы	<p>LUMЕССА – ИННОВАЦИОННАЯ IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ, УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ, ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ.</p>	2.500
Подборок		2.500
Лицо		9.500
Воротниковая зона		9.000
Декольте		9.000

DIOLAZE Инновационная технология лазерной эпиляции лица и тела

Лазерная эпиляция DIOLAZE

Наименование Процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб.
женские подмышечные впадины(пара)	<p>Гибридный лазер аппарата INMODE DIOLAZE воздействует избирательно, только на меланин, который содержится в волосяных луковицах, расположенных на разной глубине. Особенность технологии заключается в применении двух длин волн лазера (755/810 Нм и 810/1064 Нм) на волос в фазе анагена – в период активного роста. В результате разрушения меланина на обработанном участке рост волос прекращается.</p> <p>Также насадка DIOLAZE включает в себя встроенную трехмерную систему охлаждения, которая не допускает перегрева тканей. Кожа вокруг волоса во время лазерной эпиляции не повреждается.</p>	3800
руки до локтя (пара)		3500
руки полностью (пара)		5500
бедра (пара)		6000
голени (пара)		6000
ноги полностью женские		10000
лобковая часть		3000
классическое бикини (по линии белья)		4500
бикини женское глубокое		6000
ягодицы		3500
поясничная область		3500
живот "белая линия"		1500
живот полностью		4000
лицо полностью		5000
лоб (поднятие линии роста волос)		1500
щеки (пара)		1500
зона над верхней губой		1500
подбородочная область		1500
шея		2500
спина женская		5500

НОВАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА

RF-ЛИФТИНГ

Наименование Процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб
RF-лифтинг (декольте)	<p>Безоперационная подтяжка кожи стойкий эффект омоложения, стимуляция процессов липолиза . <i>Суть метода:</i> нагрев тканей приводит к расширению сосудов и улучшению трофических процессов, что обеспечивает немедленный процесс лифтинга.</p> <p>Отсроченные эффекты возникают в результате нагрева коллагеновых волокон, которые в дальнейшем сокращаются по длине и укорачиваются что вызывает сокращение кожи по площади и ее уплотнение.</p> <p>Стимуляция фибробластов также позволяет получить отсроченный во времени, но стабильный результат в отношении лифтинга кожи за счет неколагеногенеза.</p> <p><i>Направленность метода:</i> лифтинг кожи лица с видимым эффектом после первой процедуры; устранение жировых отложений в области щек и подбородка, морщин и складок, улучшение тонуса и тургора кожи, улучшение цвета лица.</p>	1500
RF-лифтинг кожи век(со скуловой обл.)		1500
RF-лифтинг кожи лица (с подбородочной обл.)		3500
RF-лифтинг кожи нижней зоны лица		3000
RF-лифтинг (лицо + шея + декольте)		5000
RF-лифтинг шеи		2000
RF-лифтинг (шея + декольте)		3000
RF-лифтинг (шея + лицо)		4800

ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (ЛАЗЕРНАЯ «МЕЗОТЕРАПИЯ»)

АТЕРМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛИФТИНГ

Наименование процедуры	Описание процедуры	Стоимость руб
Ревитализирующая процедура (лицо)	<p>Лазерная биоревитализация кожи (лазерная «мезотерапия») <i>Суть метода:</i> безинъекционная лазерная биоревитализация позволяет без уколов добиться долгосрочного увеличения содержания гиалуроновой кислоты в коже, что эквивалентно ее омоложению на несколько лет. (Гиалуроновая кислота-природный полимер, обеспечивающий естественное увлажнение кожи). Под воздействием лазерного излучения происходит открытие транспортных каналов и активное проникновение через них низкомолекулярных фракций гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. В дерме под воздействием излучения лазера молекулы гиалуроновой кислоты восстанавливают исходную структуру и объем, что обеспечивает длительное увлажнение и регенерацию кожи с мощным лифтинговым эффектом. <i>Направленность метода:</i> разглаживание морщин, повышение увлажненности кожи, улучшение ее тонуса и тургора, уменьшение глубины расширенных пор, здоровый блеск и бархатистость кожи, видимое омоложение.</p>	50 мин. 5000
Ревитализирующая Процедура (шея, декольте)		40 мин. 4200
Ревитализирующий лифтинг (веки)		20 мин. 1500
Ревитализирующая процедура (кисти рук)		35 мин. 4100
Ревитализирующая процедура (шеи)		2500
Ревитализирующая процедура (декольте)		2500

Процедуры по уходу за телом

Наименование процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб
<p>Крио-моделирование</p>	<p>Криомоделирование – это новая процедура, основой которой является точное и контролируемое охлаждение жировой ткани, направленная на безвозвратное удаление нежелательных жировых клеток и восстановление идеальных контуров тела без оперативных вмешательств и негативных последствий.</p> <p>Процедура криомоделирования наиболее эффективна в таких областях тела как: передняя и боковая поверхность живота, талия, галифе, внутренняя и наружная поверхность бедер, спина, внутренняя поверхность рук и др.</p> <p>Во время процедуры на проблемную зону помещается вакуумная манипула аппарата для криомоделирования, которая в процессе вырабатывает точное и контролируемое охлаждение и доставляет его к жировой ткани, не повреждая кожу и другие ткани. Охлаждение жировой ткани приводит к постепенной физиологической гибели нежелательной части жировых клеток до 30% за процедуру. Длительность процедуры составляет 60 минут. Для получения впечатляющих результатов достаточно одной процедуры криомоделирования. Повторная процедура может проводиться не ранее, чем через 30-45 дней. Выраженный результат проявляется через 2-3 недели и нарастает в течение 2-3 месяцев.</p>	<p>5000</p>
<p>Прессомассаж</p>	<p>Является одним из наиболее эффективных способов стимуляции естественного лимфодренажа и выведения из организма излишков жидкости и токсинов, а также для снятия болевого синдрома в послеоперационном периоде.</p>	<p>30 минут 700 40 минут 850</p>
<p>Эргодрайв-липомассаж</p>	<p>Уникальная запатентованная методика эстетической медицины, разработанная французской компанией LPG Systems. Физиологический процесс, многомерного механического воздействия на поверхность кожи, вызывающее биохимический ответ как поверхностных, так и самых глубоких слоев ткани, называемый механотрансдукцией, стимулирует адипоциты (жировые клетки), что приводит к запуску активного липолиза даже в зонах наиболее «упорны» локальных жировых отложений, неподдающихся диетам и физическим нагрузкам, а также устранению или существенному уменьшению проявлений целлюлита.</p> <p>Направленность метода :удаление упорных жировых отложений, уменьшение объемов тела, моделирование гармоничной фигуры, лифтинг и укрепление кожи, лечение целлюлита, устранение «апельсиновой корки», лимфодренаж.</p>	<p>35 минут 1150</p>

Мезотерапия	<p>Методика, основанная на введении в кожу микродоз лекарственных веществ. Осуществляются множественные микроинъекции с помощью специального оборудования (пистолета).</p> <p><i>Использование метода:</i> улучшение качества кожи, лифтинг, борьба с отеками различного происхождения, уменьшение объемов тела и локальных жировых отложений.</p> <p><i>Направленность метода:</i> лимфодренаж, лифтинг, липолиз.</p>	от 850
Лечение гипергидроза	<p>Процедура введения препарата «Ботокс» в зоны повышенного потоотделения (подмышечная область, ладони, подошвы и др.).</p> <p><i>Суть метода:</i> устранение повышенной потливости в проблемных зонах.</p>	19500
Массаж ручной	<p>Спина (30 мин.)</p> <p>Воротниковая зона (30 мин.)</p> <p>Живот (30 мин.)</p> <p>Ноги и ягодицы (60 мин.)</p> <p>Общий (90 мин.)</p> <p>Поясничный отдел (30 мин.)</p> <p>Массаж антицеллюлитный (60 мин.)</p>	<p>530</p> <p>530</p> <p>530</p> <p>980</p> <p>1530</p> <p>530</p> <p>980</p>
Прокол ушей пистолетом	Прокол ушей пистолетом +серьги- иглы	950
Прокол ушей Sestem 75	Прокол ушей бесшумным пистолетом +серьги-иглы с кристаллами Сваровски	2230
Пирсинг	Прокол (пуп,ухо,бровь,нос,язык,губа)	1100
Пирсинг	Прокол (ухо индастриал)	2170

НОВАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ КОЖИ ТЕЛА И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

RF-ЛИПОЛИЗ

Наименование процедуры	Описание процедуры	Стоимость, руб
RF- Липолиз (талия)	<p>Безоперационная подтяжка кожи, стимуляция процессов липолиза и снижение внешних проявлений целлюлита. <i>Суть метода:</i> стимуляция процессов липолиза (за счет термopовреждения одипоцитов), структурная реорганизация соединенной ткани в конечном итоге устраняет или снижает внешние проявления целлюлита. Механическое и тепловой воздействия стимулирует работу лимфатической системы и способствует более быстрому выведению продуктов липолиза из зоны воздействия <i>Направленность методов:</i> лифтинг кожи различных зон: плечо, бедро, голень, ягодицы, живот; устранение внешних признаков целлюлита; уменьшение объема локально жировых отложений.</p>	2000
RF- Липолиз (живот + талия)		3000
RF- Липолиз (бедро + ягодицы)		3500
RF- Липолиз (бедро)		3000
RF- Липолиз (живот)		3000
RF- Липолиз (колени)		1500
RF- Липолиз (плечи)		2000
RF- Липолиз (ягодицы)		2000

Имиджевый блок

Парикмахерский зал

Наименование услуги	Стоимость, руб
Консультация по индивидуальному моделированию прически, изменению цвета волос, химической завивке и другим видам парикмахерских услуг	600
Стрижки и укладки	
Стрижка детская (до 7 лет)	800
Стрижка женская/ мужская	800-1500
Стрижка челки	400
Укладка феном	1000 - 1800
Укладка на диффузор	1500 - 2000
Укладка локоны	1500 – 2000
Прическа вечерняя	2000 – 3000
Прическа свадебная	3000 - 5000
Окрашивание Revlon Professional (в зависимости от расхода красителя)	1600-4500
Окрашивание Матрикс (в зависимости от расхода красителя)	1200-4000
Окрашивание сложное (Мелирование, Airtouch, Амбре) (в зависимости от расхода красителя)	3000-7000
Элюминирование препаратом Elumen	2000-6000

Химические завивки	
Низкощелочная химическая завивка волос на составе Top Form с витамином "С"	1300 - 2800
Нейтральная химическая завивка волос на составе Evolution (color Perming)	2200 - 4300
Укладка нарощенных волос	1500 - 2500

Конечная стоимость процедуры зависит от индивидуальных расходов применяемых средств.